十二、吸量管




圖 T12-1 吸量管

一、原理:

吸量管(pipette)是一個用來準確移轉特定體積液體到另一個容器之儀器。 學生實驗室中常用的有移液吸管(transfer pipette)以及刻度吸量管,簡稱量 吸管(graduated pipette)兩種。

二、器材:

實驗器材包括:吸量管、安全吸球 (pipette filler)。

(一)移液吸管

移液吸管是用來量取單一、固定體積的儀器,它的玻璃管中間通常有一膨大球形的部分,在玻璃管頸部只刻有一個標線,玻璃管的上端常依據取量體積的不同而有各種顏色標記,以方便分類及取用。以一支 AS 級 10 mL 移液吸

管為例,在20℃時,管內所吸取的溶液自標線處自然流放後靜待15秒,所量出的溶液體積即等於球體上所標示的體積,10 mL,它的體積誤差為±0.02 mL。

(二)量吸管

量吸管則有較細微的體積刻劃,可用以變換所量取液體的體積。

(三)安全吸球

以吸量管量取溶液時,通常搭配安全吸球使用。安全吸球,包含三個控制閥,A 閥是排氣閥,S 閥是吸液閥,E 閥是排液閥。當壓按 A 閥排氣,同時擠壓球體,可將吸球內的空氣排出,鬆開 A 閥後此時安全吸球呈減壓壓扁的狀態。再按住 S 閥吸液,球體就會慢慢膨脹,並將液體吸入管內。壓按 E 閥排液則可將液體排放。

三、實驗操作:

1. 清洗吸量管

吸量管在使用之前,需先徹底的清洗乾淨。利用吸球,將清潔劑吸入管中超過標線 2~3 cm 處,再將清潔劑流放出,而後用自來水將清潔劑沖洗乾淨;再使用蒸餾水淋洗吸量管,將水排出,重複此淋洗操作二次以上。剛洗淨的吸量管內壁應該形成一層水膜,沒有水滴附著;如果無法洗淨,則需要使用更強的清潔劑加以浸泡清洗。

2. 量取試樣溶液

以吸量管量取定量溶液時,要先取出適量的試樣溶液在一個洗淨烘乾的 燒杯中,不可以自儲存瓶中直接取量,以免造成污染。由於洗乾淨的吸 量管是潮濕的,為了避免殘餘水分稀釋溶液的濃度,因此使用少量試劑 淋洗吸量管三次以上。接著,以拇指與食指壓按住安全吸球的 A 閥排 氣,以手掌心及其餘手指擠壓吸球,使吸球中的氣體經排氣閥排出,鬆 開 A 閥,吸球成為減壓壓扁的狀態;再將安全吸球裝接在吸量管的上 端,吸量管不要裝入太深,以免擋住控制氣閥。吸量管的吸入口放進溶 液約 1~2 cm 深處,不宜放的太淺,以免吸到空氣;也不可放的太深, 使得吸管壁沾黏太多溶液。壓按住 S 閥吸液,此時溶液會因吸量管內壓力比較低而被吸入,直到溶液超過刻度線,鬆開 S 閥,停止吸取。然後,移除安全吸球,快速地以食指壓按住吸量管的管口。

3. 移轉溶液

利用食指的壓按及適度的以大拇指和中指左右旋轉吸量管,以控制溶液的流放。調整溶液的凹面到與標線疊合,以紙巾擦除吸量管外壁所附著的溶液。移轉溶液時,保持吸量管垂直桌面,尖端以約45度的角度,貼靠在接收容器的內壁,吸量管的尖端不要碰觸到容器內的液體以免污染;然後放鬆食指,讓溶液自然流放,等液體不再流出,靜候約15秒,再把吸量管拿開。殘餘在吸管尖端的溶液不要吹出,這殘餘量在儀器製作與校正時已經計入。

4. 使用後處理

吸量管暫時不用時應置放在管架上或是乾淨的紙巾上,不可隨意棄置於 桌面以免被沾污。實驗完畢,應儘快用水或選用適當溶液將吸量管沖洗 乾淨,以免放久之後,藥品沾黏在管內難以清除。

5. 量吸管的使用

實驗室另外常用到的量吸管因附有細分的體積刻劃線,可以變換取量液體體積,只是需要讀取兩次刻度。例如,從起始刻度 2.00 mL 開始流放,到 3.00 mL 刻度處,所量取出的液體體積即為 1.00 mL。由於一般量吸管的刻劃分度,只標示到下端管口附近,因此於全量排放時,如果在量吸管的上端附有蝕刻環 (frosted ring)者,則需要將殘餘在尖端的溶液全部排擠出。如果沒有蝕刻環者,則殘餘在尖端的溶液不要排擠出。

四、注意事項:

- 1. 吸量管在使用前應先清洗乾淨。
- 2. 洗淨的吸量管必須使用待取試樣溶液淋洗三次以上。
- 3. 使用吸量管時,務必配合以安全吸球吸取溶液,絕對不可用嘴吸取,以 免具腐蝕性或有毒的試劑誤吸入嘴中;也要避免將試劑吸入球中而造成

損壞。

4. 實驗完畢,應儘快用水或適當的溶液將吸量管沖洗乾淨。

五、參考資料:

- 國立台灣大學化學系普化教學小組 大學普通化學實驗;第十版;台大 出版中心:台北,民國九十一年。
- 2. Shugar, G. J.; Shugar, R. A.; Bauman, L.; Bauman, R. S. *Chemical Technicians' Ready Reference Handbook*; 2nd ed.; McGraw-Hill Book Co.: New York, 1981.
- 3. Skoog, D. A.; West, D. M.; Holler, F. J.; Crouch, S. R. *Analytical Chemistry*; 7th ed.; Saunders College Publishing: New York, 2000.